



### WIE FUNKTIONIERT DAS BLEACHING?

Zum Aufhellen von Zähnen müssen die gefärbten Moleküle hinter dem Zahnschmelz behandelt werden. Das in diesem Whitening-Gel enthaltene Wasserstoffperoxid ist dafür hervorragend geeignet. Sobald Sie Ihre Bleaching-Schiene, die Sie mit dem Whitening-Gel gefüllt haben, im Mund einlegen, beginnt die Reaktion. Dabei wird Energie freigesetzt. Diese Energie baut die gefärbten Moleküle hinter dem Zahnschmelz ab, wodurch die Zähne weißer werden.

### VERANTWORTUNGSVOLLES BLEACHING BEGINNT BEI IHRER ZAHNÄRZTIN ODER IHREM ZAHNARZT

Im Markt werden viele verschiedene Bleaching-Produkte angeboten. Nur in der Zahnarztpraxis jedoch erhalten Sie sichere und gesetzlich zulässige Produkte, mit denen Sie Ihre Zähne schonend aufhellen. So erzielen Sie ein anhaltendes Ergebnis und können wieder Ihr schönes, strahlendes Lächeln mit natürlich weißen Zähnen zeigen. Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt können Sie außerdem optimal beraten und während Ihrer Bleaching-Behandlung betreuen.

Das Cavex Bite&White ABC Masterkit bekommen Sie von Ihrer Zahnärztin oder Ihrem Zahnarzt mit nach Hause. Darin befindet sich die speziell für Sie maßgefertigte Bleaching-Schiene und Whitening-Gel mit Wasserstoffperoxid. Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt erklärt Ihnen genau, was Sie tun müssen und gibt Ihnen praktische Tipps für die Anwendung zu Hause. Sie bestimmen selbst, wann, wo und wie lange Sie die Behandlung vornehmen.



vorher

nachher

## DESHALB CAVEX BITE & WHITE

- Schnell, sicher und effektiv aufhellen
- Aufhellen unter Aufsicht Ihres Zahnarztes
- Aufhellen wo und wann Sie möchten, mit anhaltendem Ergebnis
- Komplettes Whitening-System in 3 Schritten mit Produkten zur Vorbereitung und zur anschließenden Pflege
- Bereits seit vielen Jahren von Zahnärztinnen und Zahnärzten in der ganzen Welt empfohlen

PREMIUM WHITENING

# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

PREMIUM WHITENING

# MÖCHTEN AUCH SIE SCHÖNE, NATÜRLICHE ZÄHNE?

### SICHERES WHITENING

- Nach der Einweisung in Ihrer Zahnarztpraxis können Sie bleichen, wann und wo Sie wollen.



CAVEX

ZB954DE.04

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

# SICHER UND SCHNELL NATÜRLICH WEISSE ZÄHNE MIT DEM CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

BEKOMMEN AUCH SIE EIN STRAHLENDES  
LÄCHELN MIT NATÜRLICH WEISSEN ZÄHNEN.

Lächeln ist gesund! Es macht uns glücklich und gibt uns Selbstvertrauen. Deshalb wünschen wir uns alle ein bezauberndes Lächeln. Die Basis dafür sind schöne, natürlich weiße Zähne. Die bekommen Sie ganz einfach mit dem Cavex Bite&White ABC Masterkit. Dieses einzigartige System hellt die Zähne in 3 Schritten auf, wo und wann immer Sie wollen. Ihre Zahnärztin oder ihr Zahnarzt wird Ihnen das Set nach der ersten Anwendung mitgeben. Schon nach wenigen Anwendungen haben Sie ein strahlendes Lächeln mit schönen, natürlich weißen Zähnen.

## WARUM VERFÄRBN SICH ZÄHNE?

Die meisten von uns haben anfangs schöne, helle Zähne. Durch Verunreinigungen wie Rauchen, Kaffee und andere Lebensmittel, verfärben sich die Zähne jedoch im Laufe der Zeit. Dabei sammeln sich im Zahn mit den Jahren gefärbte Moleküle. Und da der Zahnschmelz mit steigendem Alter dünner wird und weniger Schutz bietet, werden auch die Zähne immer dunkler. Doch dagegen können Sie etwas tun! Mit dem Cavex Bite&White ABC Masterkit können Sie Ihre Zähne schnell, sicher und wirksam aufhellen.

# ZÄHNE AUFHELLEN ZU HAUSE: SO EINFACH WIE DAS ABC!

Das Cavex Bite&White ABC Masterkit ist ein wirksames, sicheres und komplettes System in 3 Schritten, sodass das Aufhellen nicht mehr als 30 bis 60 Minuten pro Tag dauert.

## A

### AKTIVIEREN

**Cavex Bite&White StainLess**

Cavex Bite&White StainLess: Diese spezielle Zahnpaste sorgt für eine besonders gründliche Reinigung Ihrer Zähne. Oberflächliche Flecken werden entfernt und der pH-Wert in Ihrem Mund wird vorübergehend erhöht. Dadurch kann das Whitening-Gel schneller wirken. Zu Beginn Ihrer Whitening-Behandlung putzen Sie 2 Minuten lang Ihre Zähne mit StainLess.

## B

### BLEICHEN

**Cavex Bite&White gel**

Cavex Bite&White-Gel: Dieses Gel wurde so entwickelt, dass es sich perfekt auf den Zähnen verteilt und das Wasserstoffperoxid sofort mit dem Aufhellen beginnen kann. Durch das Putzen mit dem Aktivator StainLess brauchen Sie die Bleaching-Schiene nur 30 bis 60 Minuten zu tragen.

Cavex Bite&White ABC Masterkit |  
Ein komplettes Bleaching-System in  
3 Schritten, in einem Set.



## C

### KONDITIONIEREN

**Cavex Bite&White ExSense**

Cavex Bite&White ExSense: Dieses pflegende Gel remineralisiert Ihre Zähne. Das macht sie härter und weniger empfindlich. Geben Sie den Conditioner in die Bleaching-Schiene und tragen Sie diese 10 Minuten lang.

# MEHR INFORMATIONEN

Möchten Sie mehr über Bleaching erfahren? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Zahnarzt bzw. Ihrer Zahnärztin. Er/sie berät Sie gerne umfassend über Cavex Bite&White und kann Sie bei Ihrer Bleaching-Behandlung betreuen. Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich die Videos über das ABC Masterkit an.



Cavex Bite&White ABC Masterkit |  
Die Komplettlösung in 3 Schritten für das  
Aufhellen Ihrer Zähne zu Hause.

# CAVEX BITE&WHITE: VON ZAHNÄRZT INNEN WELTWEIT EMPFOHLEN

Cavex Bite&White ist ein Produkt von Cavex Holland. Cavex Holland liefert bereits seit über 100 Jahren erstklassige Produkte für Zahnärztinnen/ Zahnärzte in der ganzen Welt. Alle Cavex-Produkte werden umfassend getestet und erfüllen sämtliche weltweit geltenden Richtlinien und Vorschriften. Unsere Produkte werden von Zahnärztinnen und Zahnärzten empfohlen.