


PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX SCANSPRAY

Cavex ScanSpray a été développé pour optimiser la scannabilité des empreintes. En tant que spray à base de poudre, il peut être utilisé sur tout type de matériau d'empreinte. Grâce à l'ajout de dioxyde de titane, même les moindres détails sont clairement scannables.



Appliquez une fine couche de Cavex ScanSpray sur l'empreinte pour un modèle numérique d'une précision de 100 %.



Cavex ScanSpray peut vaporiser pendant 420 secondes.



ZAT01F.01

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX