

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX SCANSPRAY

Cavex ScanSpray fue desarrollado para optimizar la escaneabilidad de las impresiones. Al ser un aerosol a base de polvo puede utilizarse en cualquier tipo de material de impresión. Gracias a la adición de dióxido de titanio, pueden escanearse incluso los más pequeños detalles con gran precisión.



Aplique una capa fina de Cavex ScanSpray en la impresión para un modelo digital 100% exacto.



Cavex ScanSpray pulveriza más de 420 segundos.



ZAT01S.01

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays-Bas | cavex.nl