

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE & WHITE ABC MASTERKIT

-
ACTIVEREN - BLEKEN - CONDITIONEREN

Veilige, effectieve en
pijnloze whitening oplossing
onder uw regie.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM WHITENING

CAVEX BITE&WHITE ABC MASTERKIT

Zoekt uw patiënt een duurzaam en diepgrondig whitening resultaat met minimale gevoeligheid? Kies dan voor de ABC Masterkit: de meest effectieve en complete bleekbehandeling.

Hoe werkt het?

A

ACTIVEREN met Cavex Bite&White StainLess (2-3 minuten).

Deze pasta reinigt het tandoppervlak grondig, waardoor de bleekgel direct in contact komt met het tandglazuur. Daarnaast verhoogt StainLess de pH-waarde in de mond, waardoor de bleekbehandeling nog effectiever is.

B

BLEKEN met Cavex Bite&White gel (30-60 minuten).

De bleekgel bevat 16% carbamideperoxide dat gelijk staat aan 6% waterstofperoxide. De toegevoegde natriumfluoride versterkt het glazuur en kaliumnitraat minimaliseert eventuele gevoeligheid.



C

CONDITIONEREN met Cavex Bite&White ExSense (10 minuten).

De unieke samenstelling van hydroxyapatiet en een hydro-dispersing sol sluit de tubuli en microcracks in het glazuur af waardoor gevoeligheid wordt geminimaliseerd. Daarnaast draagt ExSense bij aan de remineralisatie en microhardheid van de elementen.

Meer informatie

Scan de QR code voor de video met meer informatie.



ACTIVEREN - BLEKEN - CONDITIONEREN

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

CAVEX

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl