

PREMIUM ALGINATE

CLEVER CAST

-
Erstklassige Abformmasse für
die besonders detailgetreue
Abformung kleinerer und
größerer Körperteile.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX

PREMIUM ALGINATE

CAVEX CLEVERCAST

Das Premium-Alginat CleverCast von Cavex basiert auf einer einzigartigen Kombination erstklassiger Inhaltsstoffe. Das Ergebnis ist eine ideale Abformmasse für den Abdruck von Hand, Fuß, Gesicht oder anderen Körperteilen.

Was die Abformmasse Cavex CleverCast so „clever“ macht ist das flexible Mischungsverhältnis. Der Anwender kann auf diese Weise genau die Masse anrühren, die sich für seine Abdrucknahme am besten eignet. Mit dem problemlosen Anrühren der Masse fast ohne Klümpchen und Luftblasen, ihrer glatten Konsistenz und der unvergleichlichen Elastizität und Reißfestigkeit ist Cavex CleverCast außerdem eine besonders anwenderfreundliche Abformmasse.

Der Abdruck liefert eine besonders präzise und detailgetreue Abbildung und ist daher die ideale Basis für ein ausgezeichnetes Abformergebnis.

Leistungen:

- Besonders für kleine und große Abdrücke von Körperteilen geeignet.
- Lässt sich mühelos zu einer cremigen, glatten Substanz vermischen, ohne Klümpchen und Luftblasen.
- Einzigartige Kombination einer hohen Elastizität und Reißfestigkeit.
- Hohe Genauigkeit.
- In 2 Aushärtezeiten erhältlich:
normal: \pm 3 Minuten, langsam: \pm 7 Minuten.
- Flexibles Mischungsverhältnis, daher individuell anzupassen.
- Gips- und harzkompatibel.
- Attraktive hellgrüne Farbe.
- Geruchslos.
- Staubfrei.
- Nicht toxisch und anti-allergen, sicher für alle Körperbereiche.
- Haltbarkeit 3 Jahre.



Abdruckbeispiel von Cavex CleverCast

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Niederlande | cavex.nl

CAVEX

ZYC10DE.00